

e-scheme

Návod na použitie

Pár krokov ako používať program

Otvorte webovú stránku

<http://www.labquality.fi/eqa-eqas/>

Kliknite na „**Login to LabScala**“

Username: zadajte váš laboratórny kód

Password: zadajte vaše heslo, ktoré ste si vytvorili pri prvom vstupe do LabScala.

Kliknite na „**Login**“



The screenshot shows the LabScala login interface. At the top, there is a blue header with the LabScala logo (a stylized 'C' with a test tube icon) and the text 'LabScala'. Below the header, the text 'Login with username and password' is displayed. There are two input fields: 'Username:' and 'Password:'. Below the 'Password:' field, there is a blue 'Login' button and a link that says 'Forgot your password?'.

Otvorte webovú stránku

Ak vstupujete do LabScala po prvýkrát, návod nájdete tu

http://www.manacon.sk/files/labscala_prve-prihlasenie.pdf



The image shows a screenshot of the LabScala web application interface. At the top, there is a blue header bar with the LabScala logo (a white circle containing a stylized 'C' and a test tube) and the text 'LabScala'. Below the header, the page title 'Password change' is displayed in bold black text, underlined. The form contains three input fields: 'Old password:', 'New password:', and 'Repeat new password:'. At the bottom of the form, there are two blue buttons: 'Change' and 'Back'.

Vitajte v LabScala

Otvorí sa vám titulná stránka LabScala

My Schemes My registry Administration

Welcome to the new LabScala user interface

Help

My EQA

LATEST 3 NOTIFICATIONS

You have no notifications.

NEXT 3 CLOSING SCHEMES

Round	Closing date	Status
Clinical chemistry: Endocrinology Hormones A, June, 2012	30.12.2012	Draft
Clinical chemistry: Endocrinology Hormones B, June, 2012	30.12.2012	Draft

MY REPORTS

Go to Mainio reports

Links & notes

SHORTCUTS

- Place orders
- Fill results
- View reports
- Go to Mainio


IMPORTANT NOTES

- NEW IT-SYSTEM: LabScala**
Dear client,
Labquality will take into use its new IT-system, LabScala, in May 2012. In the first phase of LabScala you will have access to some electronic forms as well as user administration. You will also have a manual for LabScala use accessible from the top right corner of every page, under the "Help" – text. Please do not hesitate to contact us if there are any questions concerning the use of LabScala. We hope to be able to provide you with an even better service with the help of LabScala.
- Scheme 5260, Fungal culture 2, 2012, delivery postponed to June.**
Fungal culture 2, 2012 (5260, May) delivery has been postponed to June. The new delivery date will be June 12, 2012.
- BALM2012 succesful**
Labquality thanks all the congress participants and exhibition guests for visiting our booth and presentations at BALM 2012!

Additional info

Vyplnenie výsledkov e-scheme

Ak potrebujete vyplniť výsledky v e-scheme, kliknite na
„Go to Mainio“



The screenshot displays the LabScala user interface. At the top, there is a navigation bar with a home icon and the following menu items: My Schemes, My registry, and Administration. Below this is a welcome message: "Welcome to the new LabScala user interface" with a help icon on the right. The main content area is divided into two columns. The left column is titled "My EQA" and contains sections for "LATEST 3 NOTIFICATIONS" (stating "You have no notifications."), "NEXT 3 CLOSING SCHEMES" (a table with 3 rows), and "MY REPORTS" (with a "Go to Mainio reports" link). The right column is titled "Links & notes" and contains "SHORTCUTS" (with links for "Place orders", "View reports", "Final results", and "Go to Mainio", where "Go to Mainio" is circled in red), and "IMPORTANT NOTES" (with three notification items). At the bottom, there is a blue bar with a right-pointing arrow and the text "Additional info".

My Schemes My registry Administration

Welcome to the new LabScala user interface [Help](#)

My EQA

LATEST 3 NOTIFICATIONS

You have no notifications.

NEXT 3 CLOSING SCHEMES

Round	Closing date	Status
Clinical chemistry: Endocrinology Hormones A, June, 2012	30.12.2012	Draft
Clinical chemistry: Endocrinology Hormones B, June, 2012	30.12.2012	Draft

MY REPORTS

[Go to Mainio reports](#)

Links & notes

SHORTCUTS

- [Place orders](#)
- [View reports](#)
- [Final results](#)
- [Go to Mainio](#)

IMPORTANT NOTES

NEW IT-SYSTEM: LabScala

Dear client,

Labquality will take into use its new IT-system, LabScala, in May 2012. In the first phase of LabScala you will have access to some electronic forms as well as user administration. You will also have a manual for LabScala use accessible from the top right corner of every page, under the "Help" – text. Please do not hesitate to contact us if there are any questions concerning the use of LabScala. We hope to be able to provide you with an even better service with the help of LabScala.

Scheme 5260, Fungal culture 2, 2012, delivery postponed to June.

Fungal culture 2, 2012 (5260, May) delivery has been postponed to June. The new delivery date will be June 12, 2012.

BALM2012 succesful

Labquality thanks all the congress participants and exhibition guests for visiting our booth and presentations at BALM 2012!

Additional info

Otvorí sa vám už známy program

General Information

Updating of contact details

Contact details to file

Delivery calendar

List of orders

Result forms for general clinical chemistry

Instructions letters and result forms

Reports

Preliminary Results of Microbiology

Internet surveys

e-schemes

Feedback

Kliknite na e-schemes



Vitajte v Labquality e-schemes

- Kliknite na „**Open e-schemes**“
- Zobrazia sa vám všetky e-schemy, ktoré máte objednané
- Vyberte e-scheme, ktorú chcete vyplniť a kliknite na
„**log-in**“
- Zobrazí sa štruktúra e-scheme

Štruktúra

- Špecifické údaje o laboratóriu
 - Metódy / prístroje
 - Výsledky
 - Správy
 - Predvoľby
 - Články
 - E-mail

Účastník

Pri prvom vstupe do programu stačí na lište „**participant**“ zadať svoju e-mailovú adresu.

Informácie sa uložia po kliknutí na „**update**“.

Upozornenie

Ak zabudnete stlačiť „**update**“, informácia nebude uložená.

Metódy

Kliknite na „**methods**“ a potom na „**add**“.

Hore sa otvorí nové pole a vedľa neho roztváracie menu.

Vyberte váš prístroj alebo metódu a kliknite na update.

Informácie sa uložia po stlačení „**Update**“.

Upozornenie

Ak zabudnete stlačiť „update“, informácia nebude uložená.

Metódy

Keď zmeníte prístroj alebo metódu vyšetrenia, postup výberu zopakujte. Pôvodne metódy nemažte, ale ich deaktivujte.

Aktivácia / deaktivácia sa vykoná pomocou roztváracieho menu kolónky „**active**“ výberom „**yes**“ (metóda je aktívna) alebo „**no**“ (metóda je neaktívna).

Poznámka

Neodstraňujte alebo nedeaktivujte (!)

"x- CLINICAL INTERPRETATIONS....alebo

"x- Further handling....."

Výsledky

Klikom na roztváracie menu „**select sample**“, v ľavom hornom rohu, zvolíte vzorku, u ktorej chcete zadať výsledky.

Pomocou roztváracieho menu zadajte **dátum**, kedy vám boli vzorky **doručené**.

Do kolónky **ID** vložte číslo alebo názov vášho analyzátora (nepovinný údaj, ktorý nemusíte vyplňovať, okienko môžete nechať aj prázdne. Umožňuje identifikovať viac prístrojov, na ktorých sa analyzuje daný analyt).

Do kolónky “**performed by**“ zadajte krstné meno pracovníka, ktorý vzorku analyzoval.

Pomocou roztváracieho menu zadajte **dátum analýzy**.

Výsledky. Příklad na krvný obraz

Do bieleho poľa vedľa príslušného parametra (napr. Ery) zadajte číselnú hodnotu vášho výsledku.

Poznámka.

Pozor na určenie desatinného miesta. Môže sa vykonať bodkou alebo desatinnou čiarkou. Spôsob musí byť zadaný v predvoľbách (pozri Preferences).

Po zadaní všetkých výsledkov stlačte „update“. Týmto úkonom sú výsledky odoslané na server Labquality.

Výsledky. Příklad na HIV Ab

Kliknite na roztváracie menu vedľa

- **metódy** a vyberte správnu odpoveď pre váš výsledok
- **klinickej interpretácie** a vyberte správnu odpoveď
- **further handling** (ďalší postup) a vyberte vhodnú odpoveď

Hraničný termín – uzávierka cyklu

Vložené výsledky (odpovede) môžete meniť do dátumu hraničného termínu (deadline). Po tomto termíne sa výsledky nedajú ani vložiť ani vykonať žiadna zmena. Uzávierka kontrolného cyklu je vyznačená vždy v hornom modrom poli.

Uloženie údajov

Vloženie dát a následne klik na „**update**“ znamená automatické odoslanie výsledkov na server Labquality. Viac netreba nič robiť.

Po každej editácii dát musíte kliknúť na **update**.
Ak nekliknete, údaje ste neuložili.

Správy

Vyhodnotenie kontrolného cyklu je dostupné po termíne, ktorý je uvedený v hárku „**results**“ v hornom modrom poli.

Správy pozostávajú obvykle z verbálneho hodnotenia, štatistického spracovania numerických výsledkov, tabuľkových dát, histogramov a skórovacieho systému.

Predvoľby

Pokiaľ hodnoty výsledkov zadávate v číselnej forme (napr. krvný obraz, koagulačné testy, reumatoidný faktor a pod.), odporúča sa kontrola nastavenia desatinnej čiarky v hárku „**preferences**“. V poli „**decimal separator**“ je potrebné zvoliť buď čiarku (coma) alebo bodku (point), podľa toho, čím desatinné miesto označujete a stlačiť „update“.

Články

V hárku „articles“ nájdete archivované pokyny, návody, vysvetlivky a výsledkové správy v PDF formáte, ktoré si môžete prečítať, kopírovať alebo vytlačiť.

Správa koordinátorovi cyklu

V hárku „**e-mail**“

môžete napísať koordinátorovi kontrolného cyklu odkaz, správu alebo komentár ku kontrolnému cyklu, alebo mu môžete poslať dotaz